

KROPLE DO OCZU

Kwas hialuronowy 0,4%

bez konserwantów



Świat Zdrowia

Krople do oczu. Kwas hialuronowy 0,4% WYRÓB MEDYCZNY

WSKAZANIA

Krople do oczu. Kwas hialuronowy 0,4% to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania okulistycznego. Preparat stanowi sterylny, lepki, lekko hipotoniczny roztwór soli fizjologicznej o fizjologicznym pH, bez konserwantów i bez fosforanów, zawierający kwas hialuronowy. Wysokie stężenie kwasu hialuronowego zapewnia intensywne nawilżenie powierzchni oka oraz – w przypadku zaburzeń filmu łzowego – pomaga przywrócić jego równowagę.

Krople do oczu. Kwas hialuronowy 0,4% są wskazane do ochrony i nawilżania powierzchni oka w przypadku zaczerwienienia, pieczenia oraz uczucia zmęczenia oczu spowodowanego:

- zespołem suchego oka,
- czynnikami środowiskowymi (kurz, alergeny, dym, klimatyzacja, zanieczyszczenia powietrza),
- przeciążeniem wzroku wynikającym z długotrwałego korzystania z urządzeń elektronicznych (komputery, telewizory, monitory wideo), intensywnej nauki lub długotrwałej jazdy samochodem.

Krople do oczu. Kwas hialuronowy 0,4% mogą być stosowane po zabiegach okulistycznych, w celu łagodzenia objawów suchego oka, a także podczas noszenia soczewek kontaktowych, aby poprawić komfort i ułatwić ich aplikację.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Zerwać plombę zabezpieczającą butelkę.
2. Przed użyciem dokładnie umyć ręce.
3. Zdjąć nasadkę ochronną.
4. Delikatnie nacisnąć butelkę i zakropić 1-2 krople do każdego oka.
5. Po zakropleniu zamknąć butelkę, przechowywać w oryginalnym opakowaniu i zużyć pozostały roztwór w ciągu 3 miesięcy.
6. Produkt przeznaczony jest do użytku przez jednego pacjenta, w celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia.
7. Produkt może być stosowany z soczewkami kontaktowymi.



CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA

Zakraplać 1-2 krople do każdego oka 2-3 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

SKŁAD

Kwas hialuronowy 0,4%, chlorek sodu, cytrynian trójsodowy dwuwodny, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

OPAKOWANIE

Pudełko zawiera butelkę 10 ml, bez dodatku środków konserwujących, z możliwością ponownego zamknięcia.

OSTRZEŻENIA

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania okulistycznego. Nie połykać ani nie stosować w sposób inny niż określony w przeznaczeniu wyrobu.
- Po otwarciu butelkę można ponownie zamknąć za pomocą nakrętki. Pozostały roztwór powinien być zużyty w ciągu 3 miesięcy od otwarcia w celu uniknięcia ewentualnego zanieczyszczenia produktu.
- Przed użyciem sprawdzić otwór dozujący; w przypadku obecności osadu lub zanieczyszczenia przetrzeć wilgotną ściereczką i przed zastosowaniem usunąć jedną kroplę.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Podczas aplikacji nie dotykać końcówką butelki oka ani innych powierzchni.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- W razie wątpliwości dotyczących stosowania z soczewkami kontaktowymi należy skonsultować się z optykiem lub lekarzem.
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Stosowanie w okresie ciąży, karmienia piersią oraz u dzieci należy skonsultować z lekarzem.
- Leczenie równoczesne lekami okulistycznymi lub innymi wyrobami medycznymi do oczu powinno odbywać się pod nadzorem lekarza, który oceni możliwe interakcje.
- W przypadku uszkodzenia rógówki lub zaburzeń powierzchni oka należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- W przypadku wystąpienia poważnych zdarzeń lub incydentów związanych z wyrobem należy zgłosić to producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę, w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa wyrobu medycznego.

OKRES WAŻNOŚCI

36 miesięcy – w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.



Enable Innovations S.r.l.

Via Claudio Tolomeo 26, 41012 Carpi (MO), Włochy



Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa, Polska

e-mail: office@synoptispharma.com

www.synoptispharma.pl

synoptis
pharma



Symbole użyte na opakowaniu:

Symbol	Opis symbolu	Symbol	Opis symbolu
	Producent		Wyrób medyczny
	Dystrybutor		Temperatura przechowywania
	Przed użyciem zapoznać się z instrukcją używania		Chronić przed promieniami słonecznymi
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Chronić przed wilgocią
	Data ważności		Okres przydatności do użycia po otwarciu produktu
	Numer partii		Sterylizowane przy użyciu technik przetwarzania aseptycznego
	Numer katalogowy		Oznakowanie CE
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		

Rew. 2 stycznia 2025
GOHAP-004

050597