

SÓL FIZJOLOGICZNA

STERYLNÝ ROZTWÓR 0,9% NaCl



Świat Zdrowia

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Sól fizjologiczna – sterylny roztwór 0,9% NaCl

Sterylny izotoniczny roztwór chlorku sodu 0,9% w ampułkach jednodawkowych do oczyszczania nosa i oczu, płukania uszu, oczyszczania ran oraz inhalacji

STERILE A MD WYRÓB MEDYCZNY

NIE DO WSTRZYKIWAŃ.

WSKAZANIA

Sól fizjologiczna – sterylny roztwór 0,9% NaCl jest odpowiedni dla niemowląt, dzieci i dorosłych:

- do higieny nosa: przez zakraplanie lub oczyszczanie (płukanie) suchego lub zatkanego nosa,
- do higieny oczu: przez zakraplanie, oczyszczanie lub płukanie oczu,
- do higieny uszu,
- do oczyszczania ran,
- do inhalacji w terapii aerozolowej.

POSTAĆ I OPAKOWANIE

Opakowanie zawiera 50 ampułek jednodawkowych po 5 ml.

SKŁAD

Chlorek sodu 0,9 g
Woda oczyszczona q.s. do 100 ml

Bez konserwantów.

SPOSÓB UŻYCI

Dokładnie umyj ręce przed użyciem.

Oderwij jedną ampułkę i otwórz ją, przekraczając górną część.

Do higieny nosa i oczu

Produkt można stosować codziennie do higieny nosa i oczu, od 1 do 6 zabiegów dziennie, w zależności od potrzeby.

- Do nosa: poprzez zakropienie lub oczyszczenie (przepłukanie) suchego lub zatkanego nosa.
Przechyl głowę na bok.
Delikatnie wprowadź końcówkę ampułki do nosa i lekko ją ściśnij.
Powtórz czynność w drugim nozdrzu.
Przywróć głowę do pozycji pionowej, aby umożliwić spływanie śluzu, a następnie usuń nadmiar płynu.
Nie wydmuchuj nosa gwałtownie przez 10 minut po podaniu produktu.
U niemowląt podawaj produkt, bardzo lekko naciskając ampułkę, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia ucha środkowego.
- Do oczu: poprzez zakropienie, oczyszczenie lub przemycie oka.
Zakropi kilka kropli roztworu do każdego oka.
Nadmiar płynu usuń sterylnym kompresem.
Nie dopuszczaj do kontaktu ampułki jednodawkowej z powierzchnią rany.
Jeżeli stosowany jest inny produkt do oczu, najpierw użyj Soli fizjologicznej – sterylnego roztworu 0,9% NaCl, a następnie odczekaj 15 minut przed zakropieniem innego produktu.
Roztwór można stosować z soczewkami kontaktowymi.

Do higieny uszu

Poprzez przepłukanie. Aby właściwie oczyścić uszy, po zastosowaniu roztworu z surfaktantem użyj produktu, aby usunąć rozpuszczony wosk uszny i przepłukać przewód słuchowy zewnętrzny.

Jedna ampułka jednodawkowa może być użyta do obu uszu.

Nadmiar płynu usuń kompresem.

Do oczyszczania ran

Przepłucz ranę całym roztworem z ampułki jednodawkowej.

Nadmiar płynu usuń wyłącznie ze zdrowej skóry.

Nie dopuszczaj do kontaktu ampułki jednodawkowej z powierzchnią rany.

Do inhalacji w terapii aerozolowej

Jeśli roztwór stosowany jest jako rozpuszczalnik do inhalacji w terapii aerozolowej, należy stosować się do instrukcji podanych na produkcie do inhalacji.

Jeśli roztwór stosowany jest samodzielnie, należy stosować się do instrukcji obsługi urządzenia do terapii aerozolowej.

Skonsultuj się z lekarzem przed pierwszym użyciem lub w przypadku nadwrażliwości dróg oddechowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Do jednorazowego i osobistego użytku.

Po otwarciu: użyj natychmiast i wyrzuć ampułkę jednodawkową po użyciu.

Nie używaj tej samej ampułki jednodawkowej do różnych zastosowań.

Nie do wstrzykiwań.

Nie używaj po upływie daty ważności.

Nie używaj, jeśli ampułka jednodawkowa jest uszkodzona.

Nie dopuszczaj do kontaktu ampułki jednodawkowej z okiem ani z powierzchnią rany.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Otwartej ampułki jednodawkowej nie należy ponownie używać: produkt nie zawiera substancji konserwujących, a ponowne użycie może wiązać się z ryzykiem podania skażonego roztworu.

Producent:

Laboratoire UNITHER
151, Rue André Durouchez
Espace Industriel Nord
CS 28028
80084 Amiens Cedex 2
Francja
www.unither-pharma.fr

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa, Polska
www.synoptispharma.pl

Wyprodukowano we Francji



Sól fizjologiczna – sterylny roztwór 0,9% NaCl
jest sterylnym wyrobem medycznym klasy IIa.

Data oznaczenia CE: 16.09.2016 r.
Data aktualizacji instrukcji użytkowania: 09.2017 r.